
Dane aktualne na dzień: 06-09-2026 21:03

Link do produktu: <https://www.vet-tools.pl/celownik-do-wiertel-ortopedycznych-20-2-7-p-43.html>

Celownik do wiertel ortopedycznych 2.0-2,7



Cena	60,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Celownik - prowadnica wiertła ortopedycznego służy do nawiercania bardzo precyzyjnego otworu w kości.

Zapobiega wkręceniu się tkanki mięśniowej w trzpień wiertła.

Stosuje się je w chirurgii kostnej. Wyprodukowane są ze stali nierdzewnej.

Dodatkową zaletą jest to, że prowadnica jest dwustronna, co wpływa na uniwersalność przebiegu zabiegu. Jeden celownik zapewnia dwie średnice wiertła.

Produkt nowy nieużywany.