

Dane aktualne na dzień: 06-09-2026 19:15

Link do produktu: <https://www.vet-tools.pl/kabel-bipolarny-erbe-icc-p-23.html>



Kabel bipolarny ERBE ICC

Cena	160,00 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	3 dni
--------------	--------------

Opis produktu

KABEL PĘSETY BIPOLARNEJ ERBE

Kompatybilny z ERBE ICC/ACC . Pęsety z płaskim wtykiem EU .

Długość 3 m , materiał silicon . Jednożyłowy

Temperatura sterylizacji parowej :

121 ° C 250 ° F 20 minut ,124 ° C 275 ° F 10 minut.