
Dane aktualne na dzień: 18-10-2025 13:39

Link do produktu: <https://www.vet-tools.pl/kabel-bipolarny-erbe-icc-p-57.html>



Kabel bipolarny ERBE ICC

Cena	150,00 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

KABEL PĘSETY BIPOLARNEJ ERBE

Kompatybilny z ERBE ICC

Długość 3 m , materiał silicon . Jednożyłowy

Temperatura sterylizacji parowej :

121 ° C 250 ° F 20 minut , 124 ° C 275 ° F 10 minut.