

Link do produktu: <https://www.vet-tools.pl/kleszcze-do-drutu-ortopedycznego-herkules-tc-gold-30-cm-p-68.html>



Kleszcze do drutu ortopedycznego HERKULES TC GOLD 30 cm

Cena	450,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Kleszcze ortopedyczne **HERKULES** do cięcia drutów i gwoździ do 5 mm są specjalistycznym narzędziem stosowanym w ortopedii i chirurgii. Ich głównym zadaniem jest cięcie twardych materiałów, takich jak druty ortopedyczne, gwoździe czy śruby, które są używane w procesie stabilizacji złamań kości.

Długość całkowita: 30 cm

Sterylizacja w autoklawie do 134°.

Produkt wielokrotnego użytku .