

Dane aktualne na dzień: 06-09-2026 20:17

Link do produktu: <https://www.vet-tools.pl/peseta-bipolarna-12-cm-adson-stomatologiczna-p-80.html>



Pęseta bipolarna 12 CM ADSON - stomatologiczna

Cena	210,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

Stomatologiczna pinceta bipolarna ADSON 12 cm prosta tip. 0,1 mm
Temperatura sterylizacji parowej :121 ° C 250 ° F 20 minut ;124 ° C 275 ° F 10 minut.
Zalety pracy z pęsetą bipolarną :
- skuteczna koagulacja
- brak krwawienia
- czystość zabiegu
- jednoczesne cięcie i koagulacja tkanki
- zapobiega tworzeniu się blizn
Produkt nowy - nieużywany.
Produkcja Niemcy - WM-Medizintechnik GmbH