
Dane aktualne na dzień: 06-09-2026 21:03

Link do produktu: <https://www.vet-tools.pl/peseta-bipolarna-15-5-cm-zagieta-p-56.html>

Pęseta bipolarna 15,5 cm zagięta



Cena	140,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

Pinceta bipolarna 15,5 cm zagięta tip. 0,7 mm

Temperatura sterylizacji parowej :121 ° C 250 ° F 20 minut ;124 ° C 275 ° F 10 minut.

Zalety pracy z pęsetą bipolarną :

- skuteczna koagulacja
- brak krwawienia
- czystość zabiegu
- jednoczesne cięcie i koagulacja tkanki
- zapobiega tworzeniu się blizn

Produkt nowy - nieużywany.

Produkcja Niemcy - WM-Medizintechnik GmbH