

Dane aktualne na dzień: 06-09-2026 21:02

Link do produktu: <https://www.vet-tools.pl/peseta-bipolarna-bagnetowa-baonet-17-cm-p-79.html>



Pęseta bipolarna bagnetowa BAONET 17 cm

Cena	90,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

Pinceta bipolarna BAYONET 17 cm tip. 0,7 mm .

Temperatura sterylizacji parowej :121 ° C 250 ° F 20 minut ;124 ° C 275 ° F 10 minut.

Zalety pracy z pęsetą bipolarną :

- skuteczna koagulacja
- brak krwawienia
- czystość zabiegu
- jednoczesne cięcie i koagulacja tkanki
- zapobiega tworzeniu się blizn

Produkcja Niemcy - WM-Medizintechnik GmbH