

Link do produktu: <https://www.vet-tools.pl/peseta-bipolarna-non-stick-11-5-cm-zagieta-p-31.html>



Pęseta bipolarna NON STICK 11,5 cm zagięta

Cena	210,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

Pęseta bipolarna dł. 12 cm - zagięta

Bipolarne pęsety NON-STICK są przeznaczone do chwytania, preparacji i koagulacji wybranych tkanek podczas ogólnych procedur chirurgicznych

Końcówki pęsety są w całości wykonane z czystego srebra. Czyste srebro zapewnia wysokie rozproszenie ciepła i zapobiega przegrzaniu się końcówek, dzięki czemu tkanki nie zostają zwęglone i nie przywierają do końcówek, co z kolei ułatwia czyszczenie pęsety po zabiegu. Pęsety pracują przy niższym wykorzystaniu mocy.

Właściwości pęset NON-STICK wydłużają czas użytkowania pęsety i zwiększają komfort zabiegu.

Zalety pracy z pęsetą bipolarną :

- brak krwawienia
- czystość zabiegu
- cięcie i koagulacja tkanki
- skuteczna koagulacja 121 ° C 250 ° F 20 minut ;124 ° C 275 ° F 10 minut.

Bardzo dobra jakość. Produkt nowy - nieużywany.