

Dane aktualne na dzień: 06-09-2026 21:05

Link do produktu: <https://www.vet-tools.pl/peseta-okulistyczna-do-gradowki-desmarres-dl-9-cm-3-5-cm-p-22.html>



Peseta okulistyczna do gradówki DESMARRES dł. 9-cm 3, 5 cm

Cena	40,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

Pęseta do gradówki typu Desmarres . Długość 9 cm , szer. pola roboczego 3,5 cm

Przeznaczona jest do usuwania guzka powieki zwanego „gradówką”.

Instrument posiada pokrętło umożliwiające przyłożenie odpowiedniej siły nacisku.

Do produkcji pincety wykorzystano wysokiej jakości stal nierdzewną zapewniającą właściwości antykorozyjne i umożliwiającą wielokrotną sterylizację.