

Dane aktualne na dzień: 06-09-2026 21:03

Link do produktu: <https://www.vet-tools.pl/rozwieracz-gelpi-12-cm-p-38.html>



Rozwieracz Gelpi 12 cm

Cena	70,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

Rozwieracz Gelpi to specjalistyczny instrument używany podczas zabiegów chirurgicznych do rozszerzania tkanek zarówno głębokich jak i powierzchniowych. Produkt wykonany z najwyższej jakości stali nierdzewnej.

- typ: **hak chirurgiczny Gelpi**
- długość całkowita: **12 cm**
- materiał wykonania: wysokiej jakości stal nierdzewna

Produkt certyfikowany w EU i na Świecie: CE, ISO 13485:2016. Sterylizacja w autoklawie do 134°. Produkt wielokrotnego użytku, wymaga wysterylizowania przed użyciem.